

Anforderung von Versandmaterialien

Histologie

| | <u>ohne</u> Formalin | <u>mit</u> Formalin |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Mini - 20 ml (z.B. kleine Proben) | | |
| Klein - 35 ml (z.B. Abradate) | | |
| Mittel - 50 ml (z.B. HNO) | | |
| Groß - 100 ml (z.B. Schilddrüse) | | |

| | | |
|----------------|---------|-------|
| Gefäße | 500 ml | |
| | 1000 ml | |
| | 2000 ml | |
| | 3000 ml | |
| | 5000 ml | |
| Plazentaerimer | | |

Zytologie

| | |
|------------------------------------|-------|
| Urinröhrchen (50 ml) | |
| Objektträger (1 Päckchen = 50 Stk) | |
| Mäppchen | |

Versandtüten

..... Versandtüten Verschlussklemmen für frankierte Versandtüten

Untersuchungsanträge

| | | | |
|---------------------------|-------|----------|-------|
| Standard (Schnellschnitt) | | Prostata | |
| Magen/Darm | | Haut | |
| Zytologie/Gynäkologie | | | |

.....
Datum/Unterschrift

.....
Krankenhaus/Abteilung (**Stempel**)

Versand am: